

HSA-UMRECHNUNGSTABELLE



Brille	Kontaktlinse		Brille	Kontaktlinse		Brille	Kontaktlinse	
	-	+		-	+		-	+
12 mm			14 mm			16 mm		
4.00	3.82	4.20	4.00	3.79	4.24	4.00	3.76	4.27
4.25	4.04	4.48	4.25	4.01	4.52	4.25	3.98	4.56
4.50	4.27	4.76	4.50	4.23	4.80	4.50	4.20	4.85
4.75	4.49	5.04	4.75	4.45	5.09	4.75	4.41	5.14
5.00	4.72	5.32	5.00	4.67	5.38	5.00	4.63	5.43
5.25	4.94	5.60	5.25	4.89	5.67	5.25	4.84	5.73
5.50	5.16	5.89	5.50	5.11	5.96	5.50	5.06	6.03
5.75	5.38	6.18	5.75	5.32	6.25	5.75	5.27	6.33
6.00	5.60	6.47	6.00	5.54	6.55	6.00	5.47	6.64
6.25	5.81	6.76	6.25	5.75	6.85	6.25	5.68	6.94
6.50	6.03	7.05	6.50	5.96	7.15	6.50	5.89	7.25
6.75	6.24	7.34	6.75	6.17	7.45	6.75	6.09	7.57
7.00	6.46	7.64	7.00	6.38	7.76	7.00	6.29	7.88
7.25	6.67	7.94	7.25	6.58	8.07	7.25	6.50	8.20
7.50	6.88	8.24	7.50	6.79	8.38	7.50	6.70	8.52
7.75	7.09	8.54	7.75	6.99	8.69	7.75	6.90	8.85
8.00	7.30	8.85	8.00	7.19	9.01	8.00	7.09	9.17
8.25	7.51	9.16	8.25	7.40	9.33	8.25	7.29	9.50
8.50	7.71	9.47	8.50	7.60	9.65	8.50	7.48	9.84
8.75	7.92	9.78	8.75	7.80	9.97	8.75	7.68	10.17
9.00	8.12	10.09	9.00	7.99	10.30	9.00	7.87	10.51
9.25	8.33	10.40	9.25	8.19	10.63	9.25	8.06	10.86
9.50	8.53	10.72	9.50	8.38	10.96	9.50	8.25	11.20
9.75	8.73	11.04	9.75	8.58	11.29	9.75	8.43	11.55
10.00	8.93	11.36	10.00	8.77	11.63	10.00	8.62	11.90
10.50	9.33	12.01	10.50	9.15	12.31	10.50	8.99	12.62
11.00	9.72	12.67	11.00	9.53	13.00	11.00	9.35	13.35
11.50	10.11	13.34	11.50	9.91	13.71	11.50	9.71	14.09
12.00	10.49	14.02	12.00	10.27	14.42	12.00	10.07	14.85
12.50	10.87	14.71	12.50	10.64	15.15	12.50	10.42	15.63
13.00	11.25	15.40	13.00	11.00	15.89	13.00	10.76	16.41
13.50	11.62	16.11	13.50	11.35	16.65	13.50	11.10	17.22
14.00	11.99	16.83	14.00	11.71	17.41	14.00	11.44	18.04
14.50	12.35	17.56	14.50	12.05	18.19	14.50	11.77	18.88
15.00	12.71	18.29	15.00	12.40	18.99	15.00	12.10	19.74
15.50	13.07	19.04	15.50	12.74	19.80	15.50	12.42	20.61
16.00	13.42	19.80	16.00	13.07	20.62	16.00	12.74	21.51
16.50	13.77	20.57	16.50	13.40	21.46	16.50	13.05	22.42
17.00	14.12	21.36	17.00	13.73	22.31	17.00	13.36	23.35
17.50	14.46	22.15	17.50	14.06	23.18	17.50	13.67	24.31
18.00	14.80	22.96	18.00	14.38	24.06	18.00	13.98	25.28
18.50	15.14	23.78	18.50	14.69	24.97	18.50	14.27	26.28
19.00	15.47	24.61	19.00	15.01	25.89	19.00	14.57	27.30
19.50	15.80	25.46	19.50	15.32	26.82	19.50	14.86	28.34
20.00	16.13	26.32	20.00	15.62	27.78	20.00	15.15	29.41